

SEAT FRAME SELECTION REFERENCE

POSITIONING SYSTEM	SEAT DEPTH	SEAT WIDTH	SEAT FRAME PART NUMBER	ADJ. SEAT PAN PART NUMBER	POSITIONING SYSTEM	SEAT DEPTH	SEAT WIDTH	SEAT FRAME PART NUMBER	SEAT FRAME PART NUMBER
<b>ULTRA LOW CGT - 7" SHIFT</b>					<b>SUPER LOW/SINGLE PIVOT</b>				
Adjustable Depth - Std	16", 17", 18", 19"	16", 17", 18"	TRX2404	TRX3262		16"	13", 14", 15"	TRX2004	
Adjustable Depth - Std	16", 17", 18", 19"	19", 20", 21"	TRX2405	TRX3262		16"	16", 17", 18"	TRX0576	
Adjustable Depth - Std	16", 17", 18", 19"	22", 23", 24"	TRX2406	TRX3262		16"	19", 20", 21"	TRX0583	
Adjustable Depth w/ Center MFP	17", 18", 19"	16", 17", 18"	TRX2404	TRX3262		16"	22", 23", 24"	TRX0585	
Adjustable Depth w/ Center MFP	17", 18", 19"	19", 20", 21"	TRX2405	TRX3262	<b>3G STORM SUPER LOW/SINGLE PIVOT</b>	16"			
Adjustable Depth w/ Center MFP	17", 18", 19"	22", 23", 24"	TRX2406	TRX3262		16"	13", 14", 15"	TRX2649	
Adjustable Depth - Std	20", 21", 22"	16", 17", 18"	TRX2404	TRX3357		16"	16", 17", 18"	TRX0648	
Adjustable Depth w/ Extension Kit or Center MFP	20", 21", 22"	19", 20", 21"	TRX2405	TRX3357		16"	19", 20", 21"	TRX0649	
Adjustable Depth w/ Extension Kit or Center MFP	20", 21", 22"	22", 23", 24"	TRX2406	TRX3357	<b>Q600 SUPER LOW/SINGLE PIVOT</b>	16"	22", 23", 24"	TRX0650	
<b>ULTRA LOW CGT, BARIATRIC - 7" SHIFT</b>									
Non-Adjustable Depth - Std	16", 17", 18"	19", 20", 21"	TRX3324	N/A		16"	13", 14", 15"	TRX3252	
Non-Adjustable Depth - Std	16", 17", 18"	22", 23", 24"	TRX3325	N/A		16"	16", 17", 18", 19"	TRX3253	
Non-Adjustable Depth - Std	16", 17", 18"	25", 26", 27"	TRX3326	N/A	<b>JAZZY 1650 SINGLE PIVOT TILT</b>	16"			
Non-Adjustable Depth - Std	16", 17", 18"	28", 29", 30"	TRX3327	N/A		16"	2", 23", 24", 25", 26"	TRX2624 CUT	
Non-Adjustable Depth - Std	14", 15, 16"	22", 23", 24"	TRX3328	N/A		16"	7", 28", 29", 30", 31"	TRX2624	
Non-Adjustable Depth w/ Extension Kit	19", 20", 21", 22"	19", 20", 21"	TRX3324	N/A	<b>RECLINE ONLY</b>				
Non-Adjustable Depth w/ Extension Kit	19", 20", 21", 22"	22", 23", 24"	TRX3325	N/A		16"	16", 17", 18"	TRX0562	
Non-Adjustable Depth w/ Extension Kit	19", 20", 21", 22"	25", 26", 27"	TRX3326	N/A		16"	19", 20", 21"	TRX0563	
Non-Adjustable Depth w/ Extension Kit	19", 20", 21", 22"	28", 29", 30"	TRX3327	N/A		16"	22", 23", 24"	TRX0564	
<b>ULTRA LOW CGT, MEDIUM - 5" SHIFT</b>					<b>RECLINE ONLY - M71/M91</b>				
Adjustable Depth - Std (Low Back)	14", 15", 16", 17"	13", 14", 15", 16"	TRX3613	TRX3661		16"	16" - 24"	TRX1366	
Adjustable Depth - Std	14", 15", 16", 17"	16", 17", 18"	TRX2401	TRX3261	<b>RECLINE ONLY, CG RECLINE - S825</b>	16"			
Adjustable Depth - Std	14", 15", 16", 17"	19", 20", 21"	TRX2402	TRX3261		16"	16", 17", 18"	TRX0197	
Adjustable Depth - Std	14", 15", 16", 17"	22", 23", 24"	TRX2403	TRX3261	<b>RECLINE ONLY, CG RECLINE - S826</b>	16"			
Adjustable Depth w/ Center MFP (Low Back)	15", 16", 17"	13", 14", 15", 16"	TRX3613	TRX3661		16"	19", 20", 21"	TRX0182	
Adjustable Depth w/ Center MFP	15", 16", 17"	16", 17", 18"	TRX2401	TRX3261	<b>ELEVATING SEAT - WIDTH ADJUSTABLE</b>	16"			
Adjustable Depth w/ Center MFP	15", 16", 17"	19", 20", 21"	TRX2402	TRX3261		16"	16", 17", 18"	TRX0543	
Adjustable Depth w/ Center MFP	15", 16", 17"	22", 23", 24"	TRX2403	TRX3261		16"	19", 20", 21"	TRX0544	
<b>ULTRA LOW CGT, PEDIATRIC - 5" SHIFT</b>									
Adjustable Depth - Std (Low Back)	10", 11", 12", 13"	10", 11", 12", 13"	TRX3611	TRX3662		14"	16", 17", 18"	TRX2748	
Adjustable Depth - Std (Low Back)	10", 11", 12", 13"	13", 14", 15", 16"	TRX3612	TRX3662		14"	19", 20", 21"	TRX2752	
<b>ULTRA LOW CGT, SYNERGY - 5" SHIFT</b>					<b>LATITUDE</b>				
	SYNERGY	10", 11", 12", 13", 14"	TRX3402	SYNERGY		14"	22", 23", 24"	TRX2753	
<b>LOW-PRO CGT</b>									
	16"	16", 17", 18"	TRX2404	N/A		12"	10", 11", 12"	TRX1929	
	16"	19", 20", 21"	TRX2405	N/A	<b>J11/J14 CGT</b>	12"	13", 14", 15"	TRX1930	
	16"	22", 23", 24"	TRX2406	N/A		16"	16", 17", 18"	TRX0294	
<b>LOW-PRO CGT, BARIATRIC</b>						16"	19", 20", 21"	TRX0296	
	16"	19", 20", 21"	TRX2765	N/A		16"	22", 23", 24"	TRX0531	
	16"	22", 23", 24"	TRX2344	N/A		16"	14", 15"	TRX1651	
	16"	25", 26", 27"	TRX2760	N/A	<b>J14 BARIATRIC CGT</b>	16"			
	16"	28", 29", 30"	TRX2761	N/A		16"	22", 23", 24"	TRX0767	
<b>LOW-PRO CGT, MEDIUM</b>						16"	25", 26", 27"	TRX1625	
	14"	16", 17", 18"	TRX2401	N/A	<b>J14 MEDIUM CGT</b>	16"	28", 29", 30"	TRX1626	
	14"	19", 20", 21"	TRX2402	N/A		14"	16", 17", 18"	TRX1768	
	14"	22", 23", 24"	TRX2403	N/A	<b>J14 PEDIATRIC CGT</b>	14"	19", 20", 21"	TRX1769	
<b>LOW-PRO CGT, PEDIATRIC</b>									
	12"	10", 11", 12"	TRX1982	N/A		12"	12", 13", 14", 15"	TRX0824	
	12"	13", 14", 15"	TRX1993	N/A					
<b>LOW-PRO CGT, SYNERGY</b>									
	SYNERGY	15", 16", 17", 18"	TRX2411	SYNERGY					
	SYNERGY	19", 20", 21", 22"	TRX2412	SYNERGY					